

ATTENTION : notre nouveau serveur de résultats est consultable à partir de votre identifiant habituel.

A la première connexion, vous devrez confirmer votre mot de passe. Vous pourrez également le modifier si vous le souhaitez.

UTILISATION EN ROUTINE

- L'interface de connexion :

Identification

Identifiant / Adresse e-mail

Mot de passe

Se connecter

- Après connexion, vous accédez à la liste des demandes (dossiers) :

Dr Ela STIQUE | Liste des demandes | Déconnexion

Liste des demandes

Nom de naissance

Date de naissance

N°Dem/ADMIPP

Effacer les filtres

Nom usuel

Correspondant

Période du

Recherche avancée

Prénom

Médecin

au

Rechercher

	DEMANDE	ETAT	PATIENT	PRESCRIPTEUR	ANALYSES	DATE
25	A2110220002	Validé	M Michel ESSAI 21/03/1982	STIOEL - Dr STIQUE Ela	YS_A · JEST_A	22/10/2021 10:19
	A2110220001	Validé	M Michel ESSAI 21/03/1982	STIOEL - Dr STIQUE Ela	GL · VS_A	22/10/2021 09:58

Affichage de l'élément 1 à 2 sur 2 éléments

Précédent 1 Suivant

- Un moteur de recherche permet d'affiner la recherche
- Pour accéder aux résultats il vous faut cliquer sur la loupe ou le numéro de demande

LES ONGLETS DE NAVIGATION

- L'onglet **Résultats** affiche les résultats au format page internet

Dr Ela STIQUE | Liste des demandes | Déconnexion

Liste des demandes → Consultation : A2110220001

N° de demande
A2110220001

Date de saisie
22/10/2021 09:58

Date de prélèvement

Patient
M Michel ESSAI

Date de naissance
21/03/1982

Médecin
Dr Ela STIQUE
18 Rue du Mystere
78370 PLAISIR (06 26 24 54 31)

Résultats | Fichiers joints | Résultats antérieurs | Tableau d'antériorités

État de la demande : Validée par bobbbb le 22-10-2021 à 09:59

Indicateur Anormalité : inférieur | normal | supérieur

ICM3	RÉSULTAT	INDICES	ANTÉRIORITÉ	ANTÉRIORITÉ	ANTÉRIORITÉ	VAL
HEMATOLOGIE						
Vitesse de sédimentation	3 mm/h	(<8)				KA
TEST TW V3.02						
Glycémie	1.02 g/l 5.99 mmol/l	(0.74-1.09) (4.11-6.00)				KA
Changement des valeurs de références à compter du 23/10/2019						
Test TW	0					KA

- L'onglet **Fichiers joints** affiche le PDF de résultats si la demande est validée complètement

Dr Ela STIQUE | Liste des demandes | Déconnexion

Liste des demandes → Consultation : A2110220001

N° de demande
A2110220001

Date de saisie
22/10/2021 09:58

Date de prélèvement

Patient
M Michel ESSAI

Date de naissance
21/03/1982

Médecin
Dr Ela STIQUE
18 Rue du Mystere
78370 PLAISIR (06 26 24 54 31)

Résultats | Fichiers joints | Résultats antérieurs | Tableau d'antériorités

Sélectionner un fichier
22-10-2021 10:00:08 - CR complet

Télécharger le fichier

show_pdf | 1 / 1 | 200% |

**Laboratoire de biologie médicale
TEST**

Pharmacien biologiste
Ancien interne des Hôpitaux de Netika

1, rue de Netika - 67000 Strasbourg
Tel : 02.03.01.04.05 / Fax : 01.02.03.04.05
Lundi - vendredi de 7h - 18h00 / 14h - 18h00

- Il est possible de sélectionner le fichier que l'on souhaite consulter et de le télécharger

- **L'onglet Résultats antérieurs** permet d'accéder aux antériorités du patient connu sur le serveur de résultats

Dr Ela STIQUE | Liste des demandes | Déconnexion

Liste des demandes → Consultation : A2110220001

N° de demande: A2110220001

Date de saisie: 22/10/2021 09:58 | Date de prélèvement:

Patient: M Michel ESSAI | Date de naissance: 21/03/1982

Médecin: Dr Ela STIQUE
18 Rue du Mystère
78370 PLAISIR (06 26 24 54 31)

← Demande précédente

Résultats | Fichiers joints | Résultats antérieurs | Tableau d'antériorités

25 demandes

DEMANDE	ETAT	PRESCRIPTEUR	ANALYSE S	DATE
A2110220002	Validé	STIGEL - Dr STIQUE Ela	VS_A•TEST_A	22/10/2021 10:19

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

Précédent 1 Suivant

- **L'onglet Tableau d'antériorités** permet de comparer plusieurs résultats en même temps sur plusieurs demandes

Dr Ela STIQUE | Liste des demandes | Déconnexion

Liste des demandes → Consultation : A2110220001

N° de demande: A2110220001

Date de saisie: 22/10/2021 09:58 | Date de prélèvement:

Patient: M Michel ESSAI | Date de naissance: 21/03/1982

Médecin: Dr Ela STIQUE
18 Rue du Mystère
78370 PLAISIR (06 26 24 54 31)

← Demande précédente

Résultats | Fichiers joints | Résultats antérieurs | Tableau d'antériorités

ANALYSE	A2110220002 22/10/2021 10:19	A2110220001 22/10/2021 09:58	NORMALES	UNITÉ
HEMATOLOGIE				
Vitesse de sédimentation	4	3	(<8)	mmh
HEMOSTASE				
testA1	1			
TEST TW V3.02				
Glycémie		1,02	(0,74-1,05)	g/l
G2				
Test TW		0		

Changement des valeurs de références à compter du 22/10/2021

- Une fois votre consultation terminée, déconnectez vous en cliquant sur

